

SPEED Progesterone

Determinación cuantitativa de progesterona canina

Método

Inmunocromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser.

Para leer con el analizador Speed Reader.

Indicación

Orientación sobre el momento óptimo para la inseminación o la monta.

Muestra

Suero, plasma (heparina-Li).

Tiempo de lectura

15 minutos. No precisa incubación.

Volumen de muestra

100 µl.

Conservación

18 meses entre 2 y 8 °C.

Presentación

Caja con 6 tests.

Fiabilidad

Correlación con quimioluminiscencia 0,9338.*

Nº de registro 10.666-RD.

* Estudio interno de Virbac.

